

# اسمدة وخصوبة عملي

## المحاضرة الثامنة

### الاختبارات الوصفية للاسمدة الفوسفاتية :

يعتبر الفسفور من العناصر الغذائية الكبرى التي يحتاجها النبات بكميات كبيرة إذ انه يدخل في الكثير من العمليات الحيوية للنبات فهو مهم في مركبات نقل الطاقة ATP و عملية التزهير و تكوين الثمار , يمكن تجهيز التربة و النبات بالفسفور عن طريق اضافة الاسمدة الكيميائية و اهمها السوبر فوسفات و NPK .

1 اختبارات فيزيائية :

اختبار اللون , اختبار الشكل , اختبار الحجم , اختبار الذائبية .

1- الاختبارات الكيميائية :

فحص EC , فحص PH .

### طريقة العمل :

1- خذ 10غم من الاسمدة الفوسفاتية المتوفرة و ضعها في وعاء نظيف و افحص اللون و الشكل و الحجم و ثبت

المعلومات في الجدول لمقارنة الاسمدة .

2- اضع 25مل ماء مقطر و اختبر درجة الذائبية .

3- افحص PH و EC باستخدام جهاز PH و جهاز EC .

نوع السماد	فحص اللون	فحص الشكل	فحص الحجم	فحص الذائبية	PH	EC

### تقدير الفسفور الجاهز في التربة :

يتواجد الفسفور في التربة بشكل ذائب و متبادل و مثبت في معادن التربة و يشمل الجاهز الصورة ( الذائبة و المتبادلة على اسطح دقائق التربة و هي بصورة  $HPO_4$  ,  $H_2PO_4$  ).

اولاً : تحضير العينة للقياس :

1- تحضير محلول الاستخلاص و تستعمل المحاصيل القلوية الملحية  $NaHCO_3$  0.5M الذي يحضر من اذابة 42غم

من المادة تذاب في لتر من الماء المقطر و يضبط PH عند 8.5 باضافة قاعدة NaOH .

2- توزن 5غم تربة جافة هوائياً مطحونة و منخولة في منخل 2ملم و توضع في دورق مخروطي ذو سدادة .

3- يضاف لها 100مل محلول الاستخلاص و الرج لمدة نصف ساعة .

4- رشح و احتفض بالمستخلص لتقدير الفسفور .

ثانياً : تحضير مواد الخليط للتقدير بطريقة اللون الازرق :

1- مولبيدات الامونيوم 48%

2- حامض الكبريتيك المركز

## اسمدة وخصوبة عملي

- 3- بوتاسيوم انتيموني ترتريت
  - 4- ايثانول نقاوة 95%
  - 5- محلول الاسكوريك اسيد 6%
  - 6- تخلط المواد السابقة بالنسب 2:10:1:3:4 على التوالي .
  - 7- تحضير المحلول القياسي للفسفور باستخدام مادة  $KH_2PO_4$  .
- طريقة العمل :

- 1- خذ مجموعة من انابيب الاختبار سعة 25مل و اسحب 3:2مل عينة .
- 2- اضف 5مل خليط حامضي و اكمل بالماء المقطر الى 25مل .
- 3- حضر stander للفسفور من سحب الحجم التالية من المحلول القياسي 0:1:2:3:4:5:6 مل في كل انبوب و اضف اليه 5مل خليط حامضي و كمل الحجم بالماء المقطر الى 25مل .
- 4- شغل جهاز الطيف اللوني بطول موجي 700 نانوميتر .
- 5- اقرأ تركيز الفسفور في ال stander .
- 6- ابدأ بقراءة تركيز الفسفور في العينات .