

## الأحماض الأمينية Aminoacids و البروتينات Proteins

### الاحماض الامينية

• الأحماض الأمينية هي اللبنة الأساسية لبناء جميع البروتينات ، كما تعد مواد أولية لتوليد بعض الهرمونات Hormones والبيورينات Purines والبيريميدينات Pyrimidines والفيتامينات Vitamines . إن عدد الأحماض الأمينية التي تبني منها البروتينات في الطبيعة 20 حمضاً أمينياً تنتج هذه الأحماض الأمينية إما عن التحلل الكامل للبروتين ، أو تُصنَّع بالطرق الكيماوية .

**الكشف عن الأحماض الأمينية :** لجميع المركبات العضوية اختبارات كشف تعتمد على المجموعة الفعالية لهذه المركبات العضوية وكذلك المجاميع الفعالة الأخرى في السلاسل الجانبية تعطينا مزيداً من المعلومات عن المركبات التي يتم الكشف عنها.

• للأحماض الأمينية عدة تفاعلات كشف لكن التفاعل المختبري الذي يستعمل بصورة واسعة للكشف عن هذه الأحماض ، هو تفاعل ننهيدرين ninhydrin . يتفاعل الحمض الأميني مع الننهيدرين ويؤدي إلى تكوين ناتج أزرق أو بنفسجي اللون ، ما عدا الحمض الأميني البرولين يتكون ناتج أصفر متميز . البروتينات والمحاليل الأخرى كالكسكربت تعطي نتيجة سالبة مع هذا الاختبار .

### تجربة : الكشف عن الأحماض الأمينية (الننهيدرين Ninhydrin)

#### • تجهيزات التجربة :

أنابيب اختبار – قطارة - محلول ننهيدرين 0.1% - محلول ألبومين البيض (بروتين) – محلول الحمض الأميني جلايسين 0.5% (ويمكن استعمال أنواع أخرى من الأحماض الأمينية ) - محلول الحمض الأميني برولين 0.5%


#### • الخطوات :

1. خذ 3 أنابيب اختبار زجاجية وأضف لها 1 مل من المحاليل التالية – كل على حدة – محلول ألبومين البيض (بروتين) ، محلول جلايسين (أو أي حمض أميني) – محلول برولين .

2. أضف لكل أنبوب 1 مل من محلول ننهيدرين 0.1% ، دون ملاحظتك والنتيجة لكل أنبوب .

3. الملاحظة والاستنتاج :





## البروتينات proteins

- البروتينات مركبات ذات أوزان جزيئية كبيرة ، تتكون من وحدات من الأحماض الأمينية المترابطة مع بعضها بواسطة رابطة الببتيد .
- البروتينات هي المكون الأساسي للخلية الحية ، ومهمة جداً للحياة حيث أنها تدخل في تركيب الإنزيمات والهرمونات كما أن هيموجلوبين خلايا الدم الحمراء ليس إلا بروتيناً مرتبطاً ... وغير ذلك وظائف للبروتينات .
- تعتمد خواص المادة البروتينية إلى حد كبير على عدد ونوع الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب هذه المادة وكذلك ترتيب هذه الأحماض في السلسلة .

**تصنيف البروتينات:** تنقسم البروتينات من حيث تركيبها إلى 3 أقسام رئيسية هي :

1. **البروتينات البسيطة** : هي عبارة عن بروتينات متكونة من أحماض أمينية فقط وغير مرتبطة بمركبات أخرى ، وعند تحللها فإنه ينتج خليطاً من الأحماض الأمينية . وتنقسم البروتينات البسيطة حسب شكلها إلى قسمين رئيسيين:
  - A - البروتينات الليفية : وهي عبارة عن بروتينات على شكل ألياف ولا تذوب في الماء كما أنها لا تهضم ، ومن أمثلتها الكولاجين وهو من المكونات الرئيسية للأنسجة الضامة للغضاريف ، و الأستين الموجود في العضلات ، والكرياتين الذي يوجد في الشعر والأظافر .
  - B - البروتينات الكروية : وتتكون من سلاسل ببتيدية متعددة منطوية بشدة ولتكون كرات مترابطة . وتذوب أغلب البروتينات الكروية في المحاليل المائية . معظم الإنزيمات المعروفة عبارة عن بروتينات كروية ، وكذلك المضادات الحيوية وتشمل البروتينات الكروية الألبومينات مثل ألبومين البيض ، والجلوبيولينات مثل جلوبيولين سيرم الدم .
2. **البروتينات المرتبطة** : تتكون من بروتينات بسيطة مرتبطة بمركبات غير بروتينية ، ويسمى الجزء غير البروتيني باسم المجموعة المرتبطة . وهذه البروتينات تنقسم إلى :
  - A. البروتينات النووية Nucleoproteins : وهي تحتوي على بروتينات بسيطة مثل الهستونات أو البروتامينات مرتبطة مع حمض نووي (DNA , RNA) وهي توجد في أنوية الخلايا وفي السيتوبلازم والميتوكوندريا .
  - B. البروتينات الفوسفاتية : وهي بروتينات مرتبطة مع حمض الفوسفوريك برابطة أستيرية ومن أمثلتها كازين اللبن Casein .
  - C. البروتينات الكربوهيدراتية Glycoprotein : وفي هذه الحالة تكون المجموعة المرتبطة عبارة عن كربوهيدرات ومن أمثلتها الميوسين الموجود في اللعاب .

- D. البروتينات الملونة Chromoproteins : وهي عبارة عن بروتين بسيط متحد مع مركب ملون ومن أمثلتها الهيموجلوبين.
- E. البروتينات الدهنية Lipoproteins : وهي عبارة عن بروتينات بسيطة مع الدهون ، وتوجد في سيرم المخ والأنسجة العصبية .
- F. البروتينات المعدنية Metalloproteins : وهي عبارة عن بروتينات بسيطة مع أيونات غير عضوية مثل المغنيسيوم والكالسيوم ، ومن أمثلتها العديد من الإنزيمات التي تحتاج إلى هذه الأيونات في عملها .
3. البروتينات المشتقة : وهي البروتينات التي تتكون نتيجة تأثير بعض العوامل الطبيعية الكيميائية على البروتينات وتغير من تركيبها الطبيعية ولكنها تحتفظ بخواصها العامة المميزة ومن أمثلتها الببتون Peptones والبروتيسوس proteoses .

### تجربة : الكشف عن البروتينات (البيريت Biuret)

- مبدأ التجربة : في اختبار البيريت Biuret يتم معاملة البروتين بمحلول كبريتات النحاس في وسط قلوي ينتج مركباً بنفسجي اللون . ويشترط وجود رابطتين على الأقل بالجزء لكي يعطي نتيجة إيجابية . هذا الاختبار يعطي نتيجة سالبة مع الكربوهيدرات والدهون والأحماض الأمينية .
- تجهيزات التجربة : أنابيب اختبار – قطارة - محلول كبريتات النحاس 1% - محلول هيدروكسيد الصوديوم 10% - محلول ألبومين البيض (بروتين) - محلول الحمض الأميني جلايسين 0.5% (ويمكن استعمال أنواع أخرى من الأحماض الأمينية) .

### الخطوات :

1. خذ أنبوبي اختبار زجاجية وأضف لها 2مل من المحاليل التالية – كل على حدة – محلول ألبومين البيض (بروتين) ، محلول جلايسين (أو أي حمض أميني) .
2. أضف لكل أنبوب 1 مل من محلول هيدروكسيد الصوديوم 10% ، رجّ الأنبوبين جيداً .
3. أضف لكل أنبوب 1 مل من محلول كبريتات النحاس 1% ، رجّ الأنبوبين جيداً . دون ملاحظتك والنتيجة لكل أنبوب .



P

طرق الكشف عن العناصر الاساسية والثانوية الداخلة في تركيب البروتينات

اولا- الكشف عن العناصر الاساسية في البروتين

N , H , C , O

طريقة العمل


- 1 - ضع 5. غم من مسحوق البروتين (الكاسئين او الالبومين ) في انبوبة اختبار نظيفة وجافة تماما .
- 2 - ضعورقة زهرة الشمس ( litmus paper ) على فوهة الانبوبة .
- 3 - سخن الانبوبة على اي مصدر حراري ولاحظ التغيرات الاتية
  - أ - تغير لون زهرة الشمس من الاحمر الى الازرق نتيجة تبخر الامونيا يدل على وجود عنصر (N,H) .
  - ب تببل وترطب جدار الانبوبة الداخلي نتيجة لتكثف بخار الماء يدل على وجود عنصر (O,H) .
  - ت تحقم مادة البروتين نتيجة الحرق يدل على وجود عنصر (C) .

ثانيا - الكشف عن العناصر الثانوية في تركيب البروتين (S,P)

أ - الكشف عن الكبريت :

طريقة العمل


- 1 - خذ(1مل) من محلول بروتين الالبومين تركيزه (5% w/v) في انبوبة اختبار نظيفة وجافة جدا .
- 2 - اضع (1مل) من محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه (40% w/v) الى انبوبة الاختبار مع الرج جيدا .
- 3 - سخن لمدة 5-10 دقيقة في حمام مائي .
- 4 - اضع الى الانبوبة (1مل) من محلول خلات الرصاص تركيزه (5% w/v) مع الرج جيدا .
- 5 - سخن مرة اخرى لمدة (5 دقيقة) ولاحظ تكون راسب اسود هو كبريتيد الرصاص دلالة على وجود الكبريت في البروتين .



ب-الكشف عن الفسفور :

طريقة العمل :

- 1 -خذ (1مل) من محلول بروتين الكاسئين تركيزه (5% w/v) في انبوبة اختبار نظيفة وجافة جدا.
- 2 -اضف (1مل) من حامض النتريك المركز الى الانبوبة مع الرج جيدا.
- 3 -سخن المزيج في حمام مائي لمدة (5 دقيقة) ثم برد المحلول .
- 4 -اضف (1مل) من محلول موليبيدات الامونيوم تركيزها (5% w/v) مع الرج
- 5 -سخن مرة اخرى لمدة تتراوح بين (7-15) دقيقة ولاحظ تكوين راسب اصفر – برتقالي من معقد فوسفو موليبيدات الامونيوم دلالة على وجود الفسفور في البروتين .



اعداد: م. م. احسان عاشور الاسدي

كيمياء حياتية