# استخلاص الحامض النووى من فطر الـ (Candida)

# DNA(nucleic acid) Extraction from Candida

# جنس من أجناس الخمائر yeast معيشة أنواع جنس من أجناس الخمائر

- endosymbiosis التعايش السلمي: يعني إن يعيش ضمن جسم أو خلية كائن أخر مثل يتعايش مع مضائف الحيوانات (الإنسان).
  - ٢- Commensalisms : التعايش بين كائنين احدهم يستفاد من هذا التعايش بينما الأخر لايتأثر.
- Opportunistic : بعض أنواع الـ candida لها قابلية كامنة على ان تسبب الأمراض وأكثر (thrush) candidiasis الأنواع المرضية هو candida albicans الأنواع المرضية هو بالإنسان بالأخص لدى المرضى المصابين بالوهن المناعي immunocompromed patients
  - ع- تعايشيه بشكل طبيعي بالأمعاء gut flora مثل تعايش candida albicans في أمعاء الحيوانات.

زادت بالسنوات الأخيرة أهمية دراسة الأجناس المسببة للإصابات الانتهازية نتيجة لانتشارها في العالم بالأخص لدى الموهنين مناعيا، ونتيجة لمعرفة التتابع الدقيق للقواعد النتروجينيه للجين لعدد من أجناس المسلخص من ما ساعد على تطوير عدد من العلاجات المضادة للفطريات antifungal therapies .

# **Laboratory Characteristic**

### الخصائص المختبرية

تظهر المستعمرات في الوسط الزرعي Agar plate كبيرة، مدورة، بيضاء أو كريمية (حيث أشتق اسمها اللاتيني albicans بمعنى whitish).

#### **Clinical Characteristic**

## الخصائص السريرية

- ا بعضها مسؤول عن الإصابات السطحية superficial infections مثل
- ٢- البعض الآخر مسؤول عن الإصابات الانتهازية التي تهدد حياة المريض بالأخص لدى مرضى الأيدز aids ومرضى السرطان الذين يستقبلون العلاج الكيميائي.
  - ٣- تسبب oral candidiasis حيث ينتقل الفطر عن طريق أطقم الأسنان.
  - ٤- تنمو مستعمرات بالقناة المعوية المعدية gastrointestinal tract نتيجة لتناول الأدوية المضادة للحموضة antihyperacidity drugs.

# مختبر وراثة أحياء مجهرية Genetic characteristic

## الخصائص الوراثية

أثبتت الدراسات الوراثية ودراسات البايولوجي الجزيئي ان نوع الـ candida يكون ثنائي المجموعة الكرووسومية diploid ومتباين الزيجة

كما اثبتت علاقتها بالخمائر عن طريق قياس محتوى الـ DNA بطريقة Diphenyl amine و DNA . cytometry

كما انه اثبت ان الفطر ثنائي المجموعه الكروموسومية عن طريق الطبيعة الحركية لجزيئه DNA عن طريق إعادة الارتباط للـ DNA الكلى الممسوخ.

## الفرق بين الفطريات والبكتريا وراثيا:

Fungi	Bacteria
١- كائنات حقيقية النواة تحوي على غلاف	١- كائنات بدائية النواة لاتحتوي على
نووي والـ DNA موجود في النواة	غلاف نووي المادة النووية مبعثرة
والمايتوكوندريا.	بالسايتوبلازم.
٢- يوجد أكثر من خيط صغير من الـ	۲- الـ DNA يكون خيط مفرد يتألف من
DNA يتركب من بروتين نووي	الأحماض النووية فقط متصل بالغشاء
اضافه للاحماض النووية.	السايتوبلازمي.
<ul><li>۳- نسبة الكوانين والسايتوسين في DNA</li></ul>	٣- نسبة الكوانين والسايتوسين في DNA
تقترب من ٤٠%.	. %٧٣-٢٨
٤- يحدث بناء البروتين في السايتوبلازم	٤- تركيب وبناء البروتين يتم أثناء التكاثر
بتوجيه من النواة وتشترك ٣ أنواع من	ويشترك RNA وحيد مع بعض
الـ RNA و الر ايبوسومات موزعه في	البروتينات، اما الرايبوسومات
الجدار الخلوي والشبكة الاندوبلازمية	المشتركة في التركيب (البناء) هي
من نوع 80s بينما المايتوكوندريا	نوع 70s موزعة في السايتوبلازم.
. 70s	

ملاحظة: معامل الترسيب (sedimentation coefficient (s)

وزن جزيئي 70s =2.4x10<sup>6</sup>

 $80s=4.5x10^6$ 

```
مختبر وراثة أحياء مجهرية
```

```
تحضير المحاليل
```

1M=1000mM

المولاري

كل ١ الوزن الجزيئي للمادة = وزن المادة في لتر

M=W./M.Wt.x1000/v.

مثال: حضر 0.1M من Tris-base علما ان الوزن الجزيئي للمادة يساوي ١٢١.٤

ج/ بتطبيق القانون

M=W./M.Wt.x1000/v.

Phenol:chloroform:isoamylalcohol (25:24:1)

اذا كان حجم العينه المراد اضافتها ٧٥٠ مايكروليتر

750/50=15

25x15=375 x no. Of samples =

24x15=360 x no. of samples=

1x 15=15 x no. of samples =

Chloroform: isoamylalcohol

(24:1)

750/25=30

24x30=(720) x no. of samples=


 $1x \ 30 = (30) \ x \ no. \ of samples =$ 

Ethanol 70%

#### **Materials and Method**

## **Chemicals and Instruments**

الأجهزة والمواد الكيميائية



# مختبر وراثة أحياء مجهرية

#### **Working Solution**

#### 1-lysis buffer

(10mM Tris, 1mM EDTA, 1% SDS, 100mM NaCL, 2% Triton X-100)

#### 2-TE buffer

(10mM Tris, 1mM EDTA)

### طريقة العمل Protocol:

- اء ننقل جزء من المزرعة باللوب 100p وتوضع في انبوبة Eppendrof ونضيف 100p من محلول . lysis buffer
  - glass من 300mg و isoamyl alcohol-chloroform (1:1) و  $300\mu L$  نضيف  $300\mu L$  و فطر ها beads . (0.5mm
    - ٣- نمزج العينة باستخدام إلـ vortex لمدة 5min لتحطيم الخلايا بشكل كامل.
    - ٤- تطرد العينة مركزيا باستخدام إلـ centrifuge بسرعة 10.000 rpm لمدة 5 min
  - ٥- ينقل الرشح الى أنبوبة eppendrof جديدة ثم تستخلص مع كمية مساوية من chloroform .
    - ٦- تطرد العينة مركزيا باستخدام الـ centrifuge بسرعة 10.000 rpm لمدة 5 min .
    - ٧- ينقل الرشح إلى أنبوبة eppendrof جديدة وترسب ألعينه باستخدام 2-propanol أو %70% ethanol
      - ٨- يعمل طرد مركزي للعينة .
      - 9- نتخلص من الراشح وتترك العينه تجف بالهواء في درجة حرارة الغرفه لمدة min 15 min .
  - ۱۰ تحفظ العينة ب $100 \mu L$  من محلول الحفظ TE وتحفظ بدرجة حرارة  $^{\circ}20-C^{\circ}$  لحين الاستخدام.

# (Bio-safety) المحاذير

- ١- ارتداء الصدرية والكفوف أثناء العمل.
- ٢- استخدام الكمامة عند استخدام phenol و chloroform مع استخدام الكمامة عند استخدام العمل كما يجب الحذر من ملامسة الجلد مع هذه المواد لأنها مواد مسرطنه Carcinogenic material.
  - ٣- التعامل مع الفطر بحذر لأنه من المسببات المرضية .
  - ٤- تعقيم مكان العمل والتخلص من النفايات الاستخلاص.
  - ٥- الحفاظ على micropipette من التلف بالـ phenol نتيجة لتصاعد أبخرة phenol